

Roche



Accu-Chek<sup>®</sup> insulinerpomptherapie

**ACCU-CHEK<sup>®</sup>**



# Accu-Chek® insulinepomptherapie

Je hebt je huidige insulinepomp alweer bijna vier jaar of je overweegt om de overstap te maken naar insulinepomptherapie. Het maken van een juiste en weloverwogen keuze is hierbij belangrijk. Je draagt je insulinepomp tenslotte 24 uur per dag en de keuze is voor de aankomende vier jaar.

Belangrijke vragen zijn dan ook: welke insulinepomp past het beste bij mijn dagelijks leven en waar zitten de kleine verschillen tussen de insulinepompen? We informeren je graag over de mogelijkheden die Roche Diabetes Care kan bieden.

Voor Accu-Chek insulinepompen geldt dat je ze volledig kunt bedienen met een afstandsbediening. Dit betekent dat je de insulinepomp niet tevoorschijn hoeft te halen om een pomphandeling, zoals het geven van een bolus, uit te voeren. Met de afstandsbediening kun je niet alleen je pomp op afstand bedienen, maar ook je bloedglucosewaarde meten en een persoonlijk insuline advies berekenen met de boluscalculator.

## Accu-Chek® Insight



## Accu-Chek® Combo



Je hebt de mogelijkheid te kiezen uit: **Accu-Chek® Insight** en **Accu-Chek® Combo** insulinepomp.

# Insulinepomptherapie van Roche Diabetes Care

Insulinepomptherapie van Roche Diabetes Care betekent meer dan alleen veilige en toegankelijke producten. Zo bieden we je de zekerheid van persoonlijke ondersteuning wanneer jij dat nodig hebt.

- Als je kiest voor een Accu-Chek insulinepomp, kun je rekenen op een [persoonlijke gebruiksinstructie](#) door een Accu-Chek adviseur in je thuisomgeving. Ook na de instructie staat je Accu-Chek adviseur voor je klaar totdat je, met een veilig en zeker gevoel, je insulinepomp optimaal kunt gebruiken.
- Voor al je vragen over insulinepomptherapie van Roche Diabetes Care kun je terecht bij de Accu-Chek Diabetes Service op het [gratis servicenummer: 0800-022 05 85 \(keuze 2\)](#).
- In geval van nood – een acuut technisch probleem – is de Accu-Chek Diabetes Service [24 uur per dag bereikbaar](#). En indien nodig ontvang je dan snel een andere insulinepomp.
- Wil je met een gerust gevoel op vakantie? Accu-Chek biedt je de mogelijkheid geheel kosteloos een [leeninsulinepomp voor vakantie](#) aan te vragen voor de vakantieperiode. Ga voor de voorwaarden naar [www.accu-chek.nl/vakantiepomp](http://www.accu-chek.nl/vakantiepomp).

Roche Diabetes Care maakt makkelijk toepasbare diabeteshulpmiddelen die het eenvoudiger maken om inzicht te krijgen in je glucosespiegel en insulinepomptherapie aan te laten sluiten bij de levensstijl van de gebruiker. Daarmee kun jij de regie over je eigen leven krijgen en behouden.

Roche Diabetes Care doet er alles aan om het leven van iemand met diabetes te ondersteunen. [Wij zijn er voor jou.](#)

# Accu-Chek insulinepompen: dankzij de afstandsbediening altijd en overal te gebruiken zonder de insulinepomp tevoorschijn te halen.

Diabetes is niet leuk! En het onder controle houden van je bloedglucosewaarde is dan soms een uitdaging. Een insulinepomp kan je hierbij helpen. Roche Diabetes Care heeft insulinepompen ontwikkelt waarbij flexibiliteit en eenvoud centraal staan, doordat je met de afstandsbediening je insulinepomp volledig kunt bedienen, zonder dat je de pomp tevoorschijn hoeft te halen.

Een Accu-Chek insulinepomp heeft een aparte afstandsbediening waarop je alle handelingen voor de pomp uit kunt voeren. Je **insulinepomp hoeft dus niet zichtbaar te zijn voor anderen**.

Dankzij de afstandsbediening kan je de insulinepompegevens op afstand controleren en een bolus geven **zonder dat iemand het in de gaten heeft**. Zo kan je diabetes gewoon onzichtbaar blijven. Dat is natuurlijk wel zo fijn als je aan het werk, aan het sporten of lekker een avondje uit bent!

Met de geïntegreerde boluscalculator in de afstandsbediening kan je eenvoudig de juiste hoeveelheid insuline berekenen en toedienen. Ook handig als je gaat lunchen bij vrienden of lekker uit eten gaat. Vooral omdat **met een juiste bolusberekening de kans op hypo's kleiner wordt!**

**Bij je bolusadvies kun je gebruik maken van de keuze **gezondheidsgebeurtenissen** welke uniek is bij Accu-Chek insulinepompen: sport, ziekte, stress e.d. zodat hier automatisch rekening mee gehouden kan worden in het opgevraagde bolusadvies.**

“*Nu kan ik eindelijk weer leuke jurkjes dragen!*”

*“Sinds ik de Accu-Chek Insight gebruik hoef ik nooit meer mijn insulinepomp onder mijn kleding vandaan te halen.*

*Mijn insulinepomp stop ik gewoon in mijn bh of in mijn laars...”*



# Het Accu-Chek Insight systeem: de kleine en compacte pomp die past in een actief leven

De Accu-Chek Insight biedt je zekerheid en vertrouwen en sluit uitstekend aan bij je dagelijks leven. En met de diabetesmanager kun je discreet je insulinepomp bedienen zonder dat je de pomp hoeft aan te raken.



## **Snel een nieuwe voorgevulde ampul**

Je kunt snel en eenvoudig je ampul vervangen door de voorgevulde (160 eenheden) insuline ampullen. Bovendien heb je hiermee minder kans op luchtballen in de ampul.

## **Flexibel met de afstandsbediening**

Met de afstandsbediening kun je met één apparaat je bloedglucose meten, bolus berekenen en een bolus discreet toedienen. Dat is natuurlijk wel zo fijn als je aan het werk, een avond uit of aan het sporten bent! Je kunt je insulinepomp dus gewoon onder je kleding laten zitten. Ben je je afstandsbediening vergeten mee te nemen? Dan heb je de zekerheid dat je de bolus gewoon direct op je insulinepomp kunt afgeven.

## **Meer zekerheid**

De geïntegreerde boluscalculator kan je helpen met alle bolusberekeningen en voor jou berekenen hoeveel insuline je op dat moment nodig hebt. En dit in slechts enkele stappen, waarbij er rekening wordt gehouden met eerder afgegeven insuline en gezondheidsopties. Dus geen gedoe met het zelf uit het hoofd een bolusberekening maken en een veilig gevoel dat er rekening wordt gehouden met eerder afgegeven insuline. Hiermee wordt de kans op overdosering kleiner.

## **Persoonlijk**

De toediening van insuline kun je eenvoudig aanpassen aan je eigen behoeften:

- de keuze uit 5 basaalprofielen. Makkelijk voor bijvoorbeeld een profiel voor doordeweeks en in het weekend.
- je basale hoeveelheid tijdelijk verhogen of verlagen voor maximaal 24 uur zonder je basaalprofiel te wijzigen.
- mocht je het toedienen van insuline pijnlijk vinden, dan kun je de toedieningssnelheid aanpassen aan wat voor jou het prettigste is.

### Waterdicht

De insulinepomp is waterdicht conform IPX8. Dit betekent dat je de insulinepomp tijdens het douchen, baden en zwemmen mag dragen. Omdat de adapter van de infusieset niet waterdicht is, kan er echter water in het ampulcompartiment binnendringen (raadpleeg in dat geval de handleiding). Je mag met de insulinepomp niet dieper dan 1,3 meter duiken.

### Snel inzicht

Je hebt in een oogopslag inzicht in je belangrijkste diabetesgegevens met de rapporten en grafieken in kleur op je diabetesmanager met touchscreen kleurendisplay. Zo kun je bijvoorbeeld snel zien hoe het vorige keer is gegaan na het instellen van een tijdelijke basaal.



“*Kan insulinepomptherapie worden gebruikt bij drukke schema's?*”

*Heb je een uitermate druk en stressvol leven? Dan kan het moeilijker zijn om een goede bloedsuikerspiegel te bereiken - vooral als je onregelmatig werkt. Een Accu-Chek insulinepomp kan je helpen. Zo kun je verschillende basale profielen voor het weekend of doordeweeks maken en kiezen voor een tijdelijk basaal profiel voor bijvoorbeeld sporten. Je kunt deze functies in overleg met je zorgverlener gebruiken. De afstandsbediening heeft bovendien een geïntegreerde boluscalculator. Het kan fijn zijn om te weten dat je niet zelf de juiste bolus hoeft te berekenen en af kunt gaan op het advies van de boluscalculator. En werk je in een omgeving waar hygiëne belangrijk is? Door de afstandsbediening hoef je je insulinepomp niet tevoorschijn te halen, maar kun je alle handelingen op de afstandsbediening doen.*

# Het Accu-Chek Combo systeem: de eenvoudige pomp die met je meegroeit

De Accu-Chek Combo biedt je zekerheid en vertrouwen en sluit uitstekend aan bij je dagelijks leven. En met de diabetesmanager kun je discreet je insulinepomp bedienen zonder dat je de pomp hoeft aan te raken.

## Grote insuline ampullen en vrijheid in insulinekeuze

Bij de Accu-Chek Combo gebruik je grote (315 eenheden) insuline ampullen die je kunt vullen met de insuline van jouw keuze.



## Flexibel met de afstandsbediening

Met de afstandsbediening kun je met één apparaat je bloedglucose meten, bolus berekenen en een bolus discreet toedienen. Dat is natuurlijk wel zo fijn als je aan het werk, een avond uit of aan het sporten bent! Je kunt je insulinepomp dus gewoon onder je kleding laten zitten. Ben je je afstandsbediening vergeten mee te nemen? Dan heb je de zekerheid dat je de bolus gewoon direct op je insulinepomp kunt afgeven.



## Meer zekerheid

De geïntegreerde boluscalculator kan je helpen met alle bolusberekeningen en voor jou berekenen hoeveel insuline je op dat moment nodig hebt. En dit in slechts enkele stappen, waarbij er rekening wordt gehouden met eerder afgegeven insuline en gezondheidsopties. Dus geen gedoe met het zelf uit het hoofd een bolusberekening maken en een veilig gevoel dat er rekening wordt gehouden met eerder afgegeven insuline. Hiermee wordt de kans op overdosering kleiner.

## Persoonlijk

De toediening van insuline kun je eenvoudig aanpassen aan je eigen behoeften:

- de keuze uit 5 basaalprofielen. Makkelijk voor bijvoorbeeld een profiel voor doordeweeks en in het weekend.
- je basale hoeveelheid tijdelijk verhogen of verlagen voor maximaal 24 uur zonder je basaalprofiel te wijzigen.

## Waterdicht

De Accu-Chek Combo is waterdicht in overeenstemming met IPX8 tot max. 2,5 meter gedurende 1 uur. Geen zorgen dus voor regen, spetters of 'een per ongeluk bad'.





“ Pizza is mijn all-time favorite.”

*“Het is eenvoudig om de juiste bolus te kiezen voor mijn ‘gewone’ maaltijden, maar als ik een pizza eet is dat wel even anders. Door te kiezen voor de Multiwave bolus optie op mijn Accu-Chek Combo wordt mijn insuline op het juiste moment afgegeven.”*

## Accu-Chek® infusiesets

Niet iedereen is hetzelfde en daarom biedt Roche Diabetes Care een ruim aanbod aan infusiesets: plat en onopvallend, zelfhechtend, zachte canules of met een stalen naald of een variabele inbrenghoek. Bij het kiezen van je infusieset spelen leeftijd, lichaam en activiteiten een belangrijke rol. Je kiest de infusieset die het beste past bij jouw manier van leven. De Accu-Chek infusiesets zijn ontworpen voor jouw comfort.

Accu-Chek Insight	Accu-Chek® Insight Flex
Canule	Zachte canule
Inbrenghoek	90°
Canulelengte	6, 8 en 10 mm
Slanglengte	40, 70, 100 cm
Afkoppelen	Ja
Vervangen	Elke 2-3 dagen
Inbrenghulp	Ja



Accu-Chek® LinkAssist Plus inbrenghulp

Accu-Chek Combo	Accu-Chek® FlexLink	Accu-Chek® TenderLink	Accu-Chek® Rapid-D Link
Canule	Zachte canule 0,45 mm	Zachte canule 0,5 mm	Ultradunne stalen naald 0,36 mm
Inbrenghoek	90°	20-45°	90°
Canulelengte	6, 8, 10 mm	13, 17 mm	6, 8, 10, 12 mm
Slanglengte	30, 60, 80, 110 cm	30, 60, 80, 110 cm	30, 60, 80, 110 cm
Afkoppelen	Ja	Ja	Ja
Vervangen	Elke 2-3 dagen	Elke 2-3 dagen	Elke 1-2 dagen
Inbrenghulp	Ja	Nee	Nee

### Inbrengen infusieset

Infusiesets kun je handmatig inbrengen of met een inbrenghulp. De Accu-Chek® LinkAssist Plus en Accu-Chek® LinkAssist inbrenghulp zijn speciaal ontworpen voor gebruik met de Accu-Chek Insight Flex en

Accu-Chek FlexLink infusieset en zorgt ervoor dat de infusieset automatisch, snel en nagenoeg pijnloos kan worden ingebracht. De inbrenghulp is ook bijzonder handig voor kinderen, mensen die de infusieset bij een ander inbrengen of mensen met angst voor naalden.



### Draagmogelijkheden

Draagmaterialen voor je insulinepomp kunnen een groot verschil maken in het comfort dat je ervaart bij het gebruik van je pomp. Roche Diabetes Care biedt een breed scala aan draagmogelijkheden die aansluiten bij een specifieke leefstijl, gelegenheid of simpelweg passen bij je kleding. Er zijn verschillende opties voor jouw Accu-Chek insulinepomp.

Een volledig overzicht kun je vinden op onze website: [www.accu-chek.nl/draagmogelijkheden](http://www.accu-chek.nl/draagmogelijkheden).

### Keuze uit twee insulinepompen

Bij Roche Diabetes Care kun je kiezen uit twee insulinepompen: Accu-Chek Insight en Accu-Chek Combo. Beide systemen bieden je bloedglucosecontrole, bolusadvies, insulinetoediening en datamanagement in één.

Overeenkomsten en verschillen	Accu-Chek® Insight	Accu-Chek® Combo
Discretie met de afstandsbediening	✓	✓
Datamanagement	✓	✓
Boluscalculator	✓	✓
Flexibiliteit door verschillende basaalprofielen	✓	✓
Vorgevulde ampullen	✓	-
Volume ampul	160 EH	315 EH
Kleine basale hoeveelheid	0,02 U/h	0,05 U/h
Laagste basaal stap	0,01 U/h	0,01 U/h
Keuze voor infusieset	Flexibele canule	Flexibele canule of stalen naald
Verschillende canule- en slanglengtes	✓	✓
Mogelijkheid tot personaliseren insulinepomp	✓	-
Waterdicht	✓ IPX8	✓ IPX8

**ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSIGHT en ACCU-CHEK COMBO** zijn geregistreerde handelsmerken van Roche. © 2016 Roche Diabetes Care

**[www.accu-check.nl](http://www.accu-check.nl)**  
0800 – 022 05 85  
Roche Diabetes Care Nederland BV  
Transistorstraat 41  
1322 CK Almere



**ACCU-CHEK®**